


Чітке зображення! Легка вага!

OSSTEM[®]
IMPLANT

N1 Портативний рентген

Чітке зображення

- Чіткість на рівні стандартного рентгену (70 кВ, 3 мА)
- Додаткове покращення FOCAL SPOT (0,3 мм)




[70kV, 3mA]

[70kV, 2mA]

※ Дані на зображенні вище можуть відрізнятися залежно від датчика

Легке керування однією рукою

- Важить лише 1,6 кг (не навантажує зап'ястя)



Інтуїтивно зрозумілий екран, простий у використанні

- Панель управління: легко розпізнається, LCD-дисплей без "сліпої" зони
- Інтуїтивно зрозумілий LCD-екран, який відображає дані пацієнта, час роботи, місцезнаходження



Зарядка раз на тиждень!

(При нормі 30 зображень на день)

- Високоєфективний акумулятор: робить 300 зображень на одному заряді

N1	Більше на 15% (приблизне значення)	
	300 разів	
Інші	250 разів	